

NUEVO

# AcusTone®

Tu spray ótico

- ✓ Disuelve y previene la formación de tapones de cera.
- ✓ Permite la higiene diaria de los oídos en caso de exceso de cerumen.



LIBERA TU OÍDO

 **Aflofarm**

# AcusTone<sup>®</sup>

## Spray ótico

Es un producto sanitario que contiene ingredientes que disuelven suavemente la cera residual en el conducto auditivo externo.

- ✓ Previene la formación de tapones de cerumen
- ✓ Ayuda a eliminar los tapones
- ✓ Permite una higiene adecuada en caso de producción excesiva de cerumen
- ✓ Previene el estancamiento de agua en el oído
- ✓ Asegura una adecuada hidratación de la piel y calma la irritación de la piel del conducto auditivo externo



### AcusTone<sup>®</sup>

Debido a su forma de aplicación, el producto se distribuye uniformemente en el conducto auditivo. No es necesario introducir el aplicador profundamente en el oído.



# AcusTone® contiene:



**Aceite de oliva**



**Aceite de almendras**



**Aceite de jojoba**



**+  
Vitamina E**

**No contiene agua ni conservantes**



**Agitar el producto antes de cada uso.**

Lave el aplicador con agua corriente y séquelo suavemente después de su uso.

## Posología



**Niños y bebés mayores de 3 meses:**

1 pulverización al día.



**Adultos:**

1-2 pulverizaciones al día en el conducto auditivo externo.



**Para disolver los tapones de cerumen:**

Usar 3-5 veces al día hasta que se disuelva la cera residual.



**Efecto profiláctico e higiene adecuada del oído:**

Usar 1-2 veces a la semana para evitar la formación de tapones de cerumen.

Usar directamente antes del baño para evitar el estancamiento del agua en el oído.

No usar en caso de hipersensibilidad a algún ingrediente del producto sanitario. No usar en el caso de enfermedades del oído, tímpano roto o cuando haya un cuerpo extraño en el oído. No aplicar en ojos, nariz o cavidad bucal. El uso del producto sanitario en bebés y niños menores de 1 año debe consultarse con un médico. Si lo usa para disolver los tapones de cerumen, si los problemas de audición u otras molestias persisten después de 5 días de uso, consulte a su médico. Se recomienda el uso del producto sanitario por una sola persona por razones de higiene.



# AcusTone®

## Spray ótico

- ✓ Disuelve el cerumen residual.
- ✓ Ayuda a eliminar los tapones.
- ✓ Previene la formación de tapones de cerumen.
- ✓ Permite una higiene adecuada de los oídos en caso de producción excesiva de cerumen.
- ✓ Previene el estancamiento de agua en el oído durante el baño o la práctica de deportes acuáticos.



Spray ótico 15 ml  
CN 209885.5



Caja expositora de 6 unidades

Referencia: Instrucciones de uso AcusTone

Material dirigido a profesional sanitario



**Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.**  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice, Polonia

**Distribuidor en España:**  
Aflofarm Spain, S.L.U.  
Avda. Diagonal, 327 4º 2ª,  
08009 Barcelona



[www.aflofarm-ori.es](http://www.aflofarm-ori.es)

